



CELLRETURN
www.cellreturn.jp

01 セルリターンLEDマスク使用方法

セルリターンマスクの使用目的は、他社の製品の使用目的とは多少異なります。他社のものは、化粧品の吸収力を高めるために使用することが多いと思いますが、セルリターンマスクは、皮膚中の汚れを排出させることにより、化粧品の吸収力を高める製品です。年齢や肌の性質によって汚れの排出量は異なり、毎日再生される皮膚には角質と汚れが共存しています。このマスクを使用することで、肉眼では確認できない細かな汚れや毒素の円滑な排出が可能になります。また、マスクを継続的に使用すれば、角質の除去を別に行わなくても構いません。

メイクを落としてから、素顔にセルリターンマスクを使用します。マスク着用中、汚れ（肉眼でははっきり見えるものではありません）や角質が取れるので、照射終了後はぬるま湯での洗顔をお勧めします。その後、ご愛用の化粧品を使用すると吸収率が良くなります。肌に水分をたっぷり与えてください。

使用初期（3週間～1か月間程度）には細胞の活動が活発になるため、肌の乾燥を感じる場合があります。ご愛用の化粧水を十分に塗り、保湿クリームや水分パックを使用するなど、肌に水分をたっぷり与えてください。また、乾燥しやすい時期（冬季や季節の変わり目）には、基礎化粧品を使ってからマスクを使用することをお勧めします。



セルリターンLEDマスクの使用法

1. メイクを落とす ▶ セルリターンマスク使用（乾燥肌の場合、基礎化粧品使用）
▶ ぬるま湯で洗顔する ▶ 既存の化粧品でメイク（水分を十分に）
2. 最低限、週3回以上の使用をお勧め

※ 使用期間や回数の制限は特にありません。但し、活性化された皮膚細胞が活動する時間と休息する時間を定期的に与えるのが皮膚の健康に良いため、無理して長時間使うよりも規則的に使用の方が望ましいです。

02 自分の肌に合う波長を使用する

● RED（レッド+近赤外線波長）

：美白、紅潮、クマ、シミ、弾力、シワ、毛穴ケアなどに効果があります。
(近赤外線使用により皮膚細胞が活性化するため、肌の弾力アップ・シワ改善・毛穴収縮などの効果が得られます)
近赤外線は肉眼では確認しにくい光ですが、レッド波長照射時、同時に照射できます。

● BLUE（ブルー波長）

：脂漏性、炎症性で傷んだニキビや赤くなったニキビ、アトピーによるかゆみなどを鎮める効果があります。
外部の刺激や冷たい風によって敏感になった肌、夏の紫外線に長く露出された肌、軽い火傷をした肌に鎮静効果があり、皮膚科・整形外科で施術した後の使用も可能です。

★ 鎮静期間は特に決まっていないので、お客様の肌の状態を考慮しながら柔軟にご使用ください。

● PINK（ピンク波長）

：レッド+ブルーを同時に照射する波長で、ニキビ及びアトピーなどの痕、色素沈着などをケアします。近赤外線が照射できない皮膚に適切な波長です。



03 タッチ方法

マスクのおでこ部分を、手のひら全体で約2秒程タッチしてください。

手のひらで叩いたり、短くタッチしたりしても、反応しない場合があります。

スタンダードとプレミアム製品の場合、

1回タッチ→レッド+近赤外線波長、2回タッチ→ブルー波長、3回タッチ→ピンク波長の順に変更できます。

ご自身の肌に合った波長を選択し、使用してください。

マスクは作動すると、20分後自動的に終了します。

*充電しながらの使用はできません。充電器から分離して使用してください。

充電器は、アンドロイド携帯の充電器（5ピンケーブル）なら、全てお使い頂けます。

高速充電器の使用も可能ですが、高速充電はできません。

マスクのおでこ部分にはバッテリーが内蔵されております。

放電基準で完全充電時間は5時間、完全充電時5～7回ほど連続使用可能です。バッテリーが動くことで、多少の熱が発生します。

マスク内側のおでこ部分の連結線が見える場合がありますが、これは不良品ではありません。

04 皮膚疾患をお持ちの方、整形手術をなさった方

過去、ニキビ治療やアトピー治療をした際に、ステロイド成分の塗り薬を使用した方は、

肌に浸透しているステロイド成分が出てくることによって、一時的に肌トラブルが起きる可能性があります。

診断名のある特異な肌の方は、☎1688-1026（韓国国内）にご相談ください。丁寧に詳しくご案内いたします。

整形手術をなさった方（シリコンなどを入れる手術）は、手術後6ヶ月が過ぎてからご使用ください。

整形手術による皮膚安静に6ヶ月ほどの時間が必要です。

施術当日から鎮静するまで（個人差あり）、ブルー波長で皮膚を安静させた後、

レッド+近赤外線波長を使用すると皮膚の再生を助けます。

セルリターンマスクのLEDは、身体に良い光なので視力に影響はありません。

人によっては、まぶしさを感じることもありますが、慣れると問題なく使用できます。

尚、マスクの目の部分は穴が開いており、目に直接照射しません。

05 その他の事項

マスクの管理方法：マスク使用后、内側をウェットティッシュや乾いたタオルなどで軽く拭いてください。

（※マスクに防水機能はありません）

マスクは、100%その人の顔の形にマッチするものではありません。そのため、すべての人の顔の輪郭

（ヘアライン&首ライン）まではカバーできるよう、大きめに製作されています。

マスク着用時は、目または鼻の位置に合わせてお使いください。

マスクが顔に触れても、触れなくても

（顔面との距離15cm以内）

LEDの照射による効果は同様ですので、安心してご使用ください。

06 案内事項

セルリターンは、ブランドイメージにふさわしい包装で新しくアップグレードしました。

これからもお客様のご愛顧と信頼にお応えし、世界中で愛されるセルリターンでいられるよう、日々精進していく所存です。



※ゴムになっているボルト（マスク内）を予備で入れております。