

シロクナリーナ de ピカリーナのご使用方法



STEP.01

まず最初にピカリーナをスマホにつなぎましょう。



STEP.02

ピカリーナを歯磨き粉に30~60秒直射照射します。



STEP.03

いつも通りブラッシングを行います。



STEP.04

お口をゆすいだ後、ピカリーナをくわえて30~60秒照射します。



STEP.05

使い終わった後、お口にくわえた部分は水洗いOK!!

※スイッチ部分やスマホに接続する部分は水に濡らさないようにしてください。

商品概要

商品名：『シロクナリーナ de ピカリーナ』特定保守管理医療機器
一般医療機器届出番号：11B1X10025840301

発売記念価格：4,900円(税抜) 5,390円(税込)

希望小売価格：7,800円(税抜) 8,530円(税込)

発売日：2020年11月

製品仕様：形状・構造及び原理等

1. 形状・構造 LED光源を使用する歯面漂白用加熱装置です。

装置本体とUSBコードから構成されます。全長：85cm

加熱装置部分：長さ6.5cm 幅2.5cm

LED波長：460~625nm

定格電流：0.2A

2. 原理

LED光源を集光し歯面に照射することにより、

口腔内歯牙に塗布した漂白剤を加熱する。

JANコード：4589931620519



【会社概要】

商号：株式会社小町

代表者：代表取締役 岩本 麻未

所在地：〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13
大阪国際ビルディング31階

設立：2008年9月22日

事業内容：インターネット広告出稿、ウェブサイト設計・制作・管理
SEO対策、特殊マーケティング、掲示板による風評被害対策
美容事業

URL：<http://komachi.asia>

対応機種(スマートフォン)

OTG(USBホスト機能)対応のスマートフォンをご利用いただけます。

【付属のコネクタが2種類付属】

① iPhone用：Lightning ② Android用：Type-C

【対応OS】

iOS7以降(2013年リリース)

Android3.1以降(2011年リリース)

※一部の機種のコネクタにより使用できない場合がございます。

【販売流通：自社サイト・Amazon.co.jp・Yahoo!ショッピング等】

URL：<https://brabianca.shop/shopping/lp.php?p=pikari-na>



自社サイト



Amazon

【本商品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社小町

Mail：info@brabianca.com

TEL：0800-111-2755