

商品提案書

インプレッション株式会社

ご提案 No.⑩ 高電位治療器「IMPRESX IAS 30000」

身体にやさしく、安心して。より安全に。
トラブルを未然に防ぐ安全機能で安心して毎日治療いただけます。

1. 商品仕様



インプレックス イアス
商品名：**IMPRESX IAS 30000**

日本製

【本体】

寸法：縦470mm×横260mm×奥行230mm

重量：8kg

電源電圧：AC100V、50

周波数：60Hz

消費電力：20W治療電圧

全身：14000Vp（変動、1400/5000/8000/11000/14000vp）

5段階切替プローブ：1400Vp（1000/1200/1400vp）3段階切替

出力波形：＋－波形（25Hz/50Hz/75Hz/100Hz）

出力端子：全身出力、パッド出力、電子プローブ出力

治療時間：10分、20分、30分、60分、4時間、6時間、8時間

安全装置：温度ヒューズ内蔵トランス、電源部過電流保護回路

【リモコン】

伝送方式：赤外線方式変調

変調周波数：38kHz

2. コンセプト



指定管理医療機器
製造販売認証書

商品開発コンセプト

低体温、ストレス、生活の乱れ、運動不足などによって現れる身体の不調…

さまざまな体調の悩みをそれぞれの方に合った充実機能で

お好きな時間に治療することができます。

IMPRESX IAS30000 は、波高値 14000Vp の交流高圧電位で身体を優しく包み込みながら、全身にくまなく作用し緩やかに効果をあげていきます。

最新の JIS 規格に完全準拠。

構造・材質など、製品の安全性を業界トップクラスまで高めました。

※認証番号取得：**225AGBZX00014000**

こんな方にオススメ

- ・頭痛でお悩みの方：頭痛が辛い、頭が重い、締め付けられる様に痛い…
- ・肩こりでお悩みの方：肩がガチガチ、腕が上がらない、首が辛い…
- ・不眠症でお悩みの方：なかなか寝付けない、夜中に目が覚める、眠り足りない…
- ・慢性の便秘でお悩みの方：いつもお腹が張ってる感じがする、毎日スッキリしない…

電気用品
安全法技
術基準適
合確認済
本製品は改正薬事法に基づく
「認証基準」の適合品です。



本製品には「HAPI マーク」が貼付されています。「HAPI マーク」は社団法人日本ホームヘルス機器協会が発行している安心と信頼の証です。社団法人日本ホームヘルス機器協会は、ホームヘルス機器産業の健全な発展に寄与し、広く国民福祉の向上に貢献することを目的とする公益法人です。

※この資料はご提案用資料であり、販売用パンフレットではございません。個人売買目的や広告への転写はご遠慮ください。



インプレッション株式会社

〒660-0807 兵庫県尼崎市長洲西通1-3-26



キャッチコピー

ライフスタイルに
合わせて治療方法が
お選びいただけます。

また、どなたでも簡単にご使用いただける設計で快適・スマートに。

「差し込みプラグ検知機能」や「電子プローブ自動認識回路」「自己診断機能」を搭載。

充実した安全機能

最新の JIS 規格に完全準拠し構造、材質など全てが業界トップクラス。

部品から構造全体に至るまで安心安全の日本製です。

豊富なメニュー

マイクロコンピューター制御により 4 波形、5 電圧の変化でマニュアルコース・波形変動コース・

電圧変動コース・全変動コースを選択いただけるので使用される方に合わせた治療が可能になりました。

安心の保障体制

購入後、本体は 3 年間、付属品は 1 年間保障させていただきます。

また、万一の際も万全のアフターサービスで安心してお使い頂けます。

- 導入先：NOMOベースボールクラブ、オリックスバファローズ、金沢学院大学クラブ、医療法人 済新会クリニック、亀田ジム



アピールポイント：幅広い波形により、症状に合わせた治療が実現。

良質の通電シートにより通電率も高く、業界初のクラス 0 の安全性を誇る。

お客様の声：●イアス 30000 を購入してから毎日 3 時間くらい座り、1 年 9 ヶ月になります。私は 75 才で元気に過ごしています。グランドゴルフ・卓球・マージャン・カラオケ・ハイキングと、毎日楽しく過ごしています。これもイアスのおかげだと喜んでます。

●電子を家で掛かりたいと今年の 2 月に購入。2 月の末に交通事故に遭い、右手の骨にヒビが入りました。イアス 30000 に毎日掛かっていて早めに治ったのか、1 ヶ月で日常生活ができるようになりました。1 人暮らしで、右手が不自由なのは大変でした。毎日イアスに夜に掛かってよかったと思います。

●イアス 30000 を購入して 1 年が過ぎました。私は体温が 36 度なかったのが、今では 36.5 度くらいに上がり、冷え症もなくなりました。朝・夕と 1 時間、1 回でも多く座るように心がけています。朝は便通も良く気分爽快です。主人はあまり変化に気づかないようですが、毎日進んで掛かっています。変化がないのが調子がよい事かもしれません。これからも体調管理に気をつけ、イアスに多く掛かるようにしたいです。

●子供が 2 才で、寝るときに一緒に使用しています。今のところ健康であり、イアスの効果は日々の生活では実感していません。しかし、筋肉痛や腰の痛みがあった時は、部分的に巻いて使うと、痛みが軽減している気がします。これからも毎日使って健康でいたいと思います。

※この資料はご提案用資料であり、販売用パンフレットではございません。個人売買目的や広告への転写はご遠慮ください。