

非接触

業界初!

おむつセンサー

介護士の夜勤業務として大きな負担になっている「就寝状況」「排泄、排尿確認」の負担を削減する「非接触おむつセンサー」が誕生しました。

厚さ0.35mmの薄いシート状センサーで、マットレスとシーツの間に敷くだけで入居者に触れることなく排泄・排尿を検知します。

ぐっすり寝ている方を出来るだけ起こすことなく、排泄・排尿があった方だけをケアできますので、入居者にも介護士にもやさしいセンサーです。



優しい

入居者様を
起こしません!

働き方改革

定期巡回不要で
必要な時だけ
おむつ交換!

なんと10段階

個別にセンサーの
感度調整可能!

実際に設置した様子



マットレスの上に設置



コントロール装置



設置完了



設置完了(全体)

おむつセンサー仕様

方 式	静電特殊方式センサー
サ イ ズ	32cm × 42cm 厚み: 0.35 mm
重 量	93 g
材 質	アルミ・塩化ビニール
コ ー ド 長	220 cm

センサーカバー仕様

材 質	メッシュ部 ポリエチレン
裏 地	綿
サ イ ズ	35cm × 47cm

センサーコントロール装置仕様

基礎容量	1000pF(600~1400pF)。
容量変化率	重量に対して: +5%/100g(max)
水分に対して	+10%/100g(min)
外形寸法	4.4cm × 9.0cm × 厚み: 1.5cm
基板との接続	1指定のケーブルにより、基板からのケーブルに中継プラグを使用して接続
絶縁抵抗	5MΩ以上(DC)

お問い合わせまたは、Happiness 絆デモンストレーションお申し込みは

お電話でのお申し込み・お問合せ

TEL 06-4799-9177

ホームページからもお申し込みお問合せは可能です。

<http://medical999.com>

注意事項

お客様の使用誤り、その他異常な条件下での使用により生じた損害、および本機の使用または使用不能から生ずる付随的な損害について、当社は一切責任を負いません。
本機は、医療機器、生命維持装置、その他、直接人命にかかわる機器 / 装置 / システムでの使用を意図しておりません。
本機をこれらの機器 / 装置 / システムなどに使用され生じた損害について、当社は一切責任を負いません。
お客様または第三者が本機の操作を誤ったとき、静電気などのノイズの影響を受けたとき、または故障 / 修理のときなどに、本機に記憶または保存されたデータなどが変化 / 消失するおそれがあります。あくまで業務遂行の補助機としてご使用ください。

of1 株式会社 オフィス・ワン
メディカル事業部

〒530-0001 大阪市北区梅田一丁目11番4-1100号
大阪駅前第4ビル11階10号
TEL:06-4799-9177 FAX:06-4799-9011

販売代理店