

尊厳

介護する人 される人
言葉にできない臭いと湿気

機能性

Silica Clean SONGEN シリーズ



導尿バッグ用
携帯バッグ(大)

導尿バッグ用
携帯バッグ(小)

導尿バッグを 使用される方の 気になるニオイを解決します!

導尿バッグ カバー

選ぶの
3タイプ



導尿バッグ用
ベッド脇に最適


導尿バッグに上から被せて使用します。
シリカクリンによりニオイとムレを解消。
安心の日本製 KB セーレン社製抗菌糸を使用!!
100回洗濯しても抗菌効果は持続し、
繰り返し使用出来て経済的です。

導尿バッグカバー使用方法



導尿バッグカバーは2つ折り、
携帯用導尿カバーは、バッグを中央に置いて
包み込むだけ。カンタンに利用ができ、ニオイ
とムレは、シャットアウトできます。

消臭・吸湿力抜群!!



本製品はニオイ成分と湿気をしっかりと吸着します。
トップ生地は日本製の柔らかいメッシュ生地。良質のシリカゲルを使用しており、
天日干し、乾燥させることで機能が再生します。



レッグサポーター

小型の導尿バッグを脚に装着
する際にシリカクリン機能
を持ったサポーターで包み込むこ
とでニオイとムレを素早く除去。



導尿チューブカバー

導尿バッグカバーにプラスすること
で更に機能向上。
導尿チューブに通して使用すること
でプライバシーを守りニオイも
抑えます。

尊厳

介護する人 される人
言葉にできない臭いと湿気

機能性

Silica Clean. SONGEN シリーズ

導尿バッグを使用される方の気になるニオイを解決します！

導尿バッグシリーズ



ベッド脇に最適取り扱いも簡単



バッグをカバーで包みこむ

導尿バッグカバー

導尿バッグに被せてプライバシーを保護。
ベッド脇のニオイとムレを素早く取り除きます。

仕様

- 特許出願中の素材「シリカクリン」使用
- 素材：ナイロン・コットン・シリカゲル
- 安心の日本製で生地に KB セーレン社製
- 本体：約 W395mm×H340mm×D8mm



肩にかけて
動きもスムーズに



バッグを包む

導尿バッグ用携帯バッグ(大)

導尿バッグに被せてプライバシーを保護。
ニオイとムレを素早く取り除きます。

仕様

- 特許出願中の素材「シリカクリン」使用
- 素材：ナイロン・コットン・シリカゲル
- 安心の日本製で生地に KB セーレン社製
- 本体：約 W340mm×H360mm×D50mm / ベルト：最長 190mm



肩にかけて
動きもスムーズに



バッグを包む

導尿バッグ用携帯バッグ(小)

小型の導尿バッグに被せてプライバシーを保護。
ニオイとムレを素早く取り除きます。

仕様

- 特許出願中の素材「シリカクリン」使用
- 素材：ナイロン・コットン・シリカゲル
- 安心の日本製で生地に KB セーレン社製
- 本体：約 W180mm×H320mm×D48mm / ベルト：最長 190mm



脚に装着する



レッグサポーター

小型の導尿バッグを脚に装着する際に
サポーターで包み込むことでニオイとムレを除去

仕様

- 特許出願中の素材「シリカクリン」使用
- 素材：ポリエステル・シリカゲル
- 安心の日本製で生地に KB セーレン社製
- S サイズ：W210mm×H590mm×D8mm M サイズ：W250mm×H590mm×D8mm



尿チューブの
入れ方

導尿チューブカバー

導尿チューブに通して使用することで
プライバシーを守り、ニオイも抑えます。

仕様

- 特許出願中の素材「シリカクリン」使用
- 素材：ポリエステル抗菌生地・ポリウレタン・コットン・シリカゲル
- 安心の日本製で生地に KB セーレン社製
- φ20mm×長さ 590mm×厚さ 2mm

MADE IN JAPAN

Technad

● 発売元: テクナード株式会社
 ● 所在地: 岐阜県羽島市江吉良町1134-1
 ● tel: 058-393-1525
 ● fax: 058-393-1710
 ● <https://technad.co.jp/>

SONGEN ページ

導尿バッグカバー
JAN コード



導尿バッグ用携帯バッグ(大)
JAN コード



導尿バッグ用携帯バッグ(小)
JAN コード



レッグサポーター
JAN コード



導尿チューブカバー
JAN コード

