

仕様一覧

■専用パッド


	サイズ	目安吸収	入数（袋・ケース）	JANコード
おむつナビ レギュラー	26×50cm	4回	256枚（32枚×8袋）	4961392-321097
おむつナビ ロング	26×56cm	5回	192枚（32枚×6袋）	4961392-321103
おむつナビ スーパーロング	26×64cm	6～7回	128枚（32枚×4袋）	4961392-321110
おむつナビ ワイド	34×64cm	8回	120枚（30枚×4袋）	4961392-321127

※目安吸収：1回の排尿量150mlとして（当社測定方法による）



■センサー本体（発信機）

通信方式	Bluetooth Version 4.0 (BLE:Bluetooth Low Energy)
接続最大距離	見通し約15m
使用周波数	2.4GHz帯
使用電池	ボタン電池（CR2016型）
外形	30×33×厚8mm
防水仕様	IPX6相当



■お知らせライト

通信方式	Bluetooth Version 4.0 (BLE:Bluetooth Low Energy)	Wi-Fi 2.4GHz帯
接続最大距離	見通し約15m	
仕様周波数	2.4GHz帯	
接続最大可能数	8機※1台の中継器に接続できるセンサー本体の台数	
使用電池	リチウムイオンバッテリー	
外形	直径110×高55mm	



■専用アプリ（無料）のダウンロード方法

各アプリダウンロードストアより **介護プラス** と検索してください。



■本製品に関する情報・お問合せ・資料請求は

株式会社光洋 おむつナビ係
横浜市西区みなとみらい4-4-2 横浜ブルーアベニュー 4F
TEL 045-556-0154 FAX 045-556-5402
www.koyo.jp



販売元： **KOYO**
〒220-0012 神奈川県横浜市西区
みなとみらい4-4-2 横浜ブルーアベニュー



製造元： **SANWA**
三和株式会社
〒105-0004 東京都港区新橋 2-20-15
新橋駅前ビル 1号館 808



Sherrive
あなたを大切にする

見える化で心地よい暮らしを

おむつ
ナビ

…… 家庭用キット ……



明日の笑顔と快適を提供します。

介護される人も、する人も、
もっと笑顔になってほしい。

おむつの中の状態が見える化。データを収集し排泄の周期を把握できます。

排泄ケアの悩み

- ・おむつの外へのモレが不安
- ・正しいサイズのパッド選定ができていないのか？
- ・排泄の周期がつかめずパッド交換の空振りが多い

おむつナビで解決！

- ・排泄量の見える化で最適なタイミングでの交換が可能
- ・排泄量からわかるのでパッド選定の判断基準に
- ・無駄なパッド交換を削減、空振りをゼロに
- ・全自動で排泄リズムをつかめる

簡単・シンプルな構造



専用パッドにセンサー本体を取付けるだけで、おむつの中を監視します。

おむつナビ専用アプリに表示される内容

■おむつの濡れ具合



■ご利用者の体位



■オムツ内の温度

※1 台のスマートフォンで2つのセンサーを登録可能



おむつナビの構成

センサー本体（発信機）



「日常生活防水 (IPX6 相当)」の防水仕様なので、汚れてしまっても水洗いできます。装着による違和感や不快感を最小限にするため、約 10g という軽さ、薄さ小ささを追求しました。本センサー本体を専用パッドに挟み込むだけで、排せつの有無を監視します。従来の排せつ検知センサーよりも軽量で、使いやすくなりました。

お知らせライト（受信機）

排尿量に応じてお知らせライトの色が変わり、パッド交換のタイミングを通知します。ご利用者様の排尿量に合わせた検知レベルを設定できるので、パッド交換の空振りや無駄のない介助に貢献します。またお知らせライトとセンサー本体が約 15m 以上離れると、お知らせライトからアラームが鳴る距離感知機能を搭載。安心の見守り機能としてご活用できます。



センサー付きパッド

あてると自然に体に沿った形になる「からだカーブ」構造なので、脚ぐり・股ぐりにフィットし、だれにでもぴたりあてられます。尿をひろげず、素早く奥までしっかり吸収してモレを防ぎ、繰り返しの吸収でも表面のさらさら感を保ちます。パットサイズは4種類ありますので、排尿量に応じてお選びください。排尿量が多い方でも安心してセンサーをお使いいただけるように、吸収量の多いサイズもご用意しております。



日本製・医療費控除対象品