


ILT

除染ミストキャビネット


MC40H



消毒剤ミスト除染システム

簡単操作でチャンバー内の小物を消毒 防護用品・器具の消毒に最適

ミストジェネレーター、チャンバー、濾過フィルター、給排気ポンプを組み合わせたキャビネットタイプのオールインワン除染システムです。消毒剤溶液を短時間で効率的にチャンバー内に浸透・除染、その後クリーンア어를循環させることで簡単に消毒作業が行えます。



- 防護用品の除染に
- 器具・道具類の除染に
- スマホケース・小物の除染に
- 細菌・ウイルス試験に

IKARI

InLabTech



ミストジェネレーター

消毒剤等の溶液をミスト化し、チャンバーに噴霧します。



チャンバー

前面開閉タイプのボックス型チャンバー。マスクなどの小物類を設置しやすい棚板を2枚設置(追加可能)。ミストが効率よく分布するよう入口と出口が設計されています。




濾過フィルター

給気クリーンエアはHEPAフィルター、チャンバー排気は活性炭とカートリッジフィルターで、濾過します。除染終了後はクリーンエアだけを循環することで濃度を低下させます。

必要な装置を全て搭載したオールインワンタイプの除染システム

ウイルス対策として、市販の過酸化水素溶液(30-35%)をミストジェネレーターに注入して噴霧、100ppm60分運転後に、スイッチを切替えて清浄空気でチャンバー内を滞留させ作業完了。

マスクや、器具類、小物まで、日常の消毒作業が簡単におこなえます。



仕様:

商品名、型番	ミストキャビネット MC40H
チャンバーサイズ (有効内寸)	487(W)×290(D)×287(H) mm
溶液容器	耐熱ガラス製、500mL
ミストジェネレーター噴霧流量	15L/min.
濾過フィルター	プレフィルター HEPAフィルター 活性炭
本体寸法 (架台のみ)	600(W)×600(D)×1200(H) mm (600(W)×600(D)×900(H) mm)
電源	AC100V

詳しい製品情報は
こちらから



inlabtech.jp/steri

製造元:



本社事務所 〒162-0056 東京都新宿区若松町24-9-302 TEL: 03-4405-1701 FAX: 03-4405-1702
 谷塚事業所 〒121-0812 東京都足立区西保木間3-23-8 TEL: 03-4405-1703 FAX: 03-4405-1704
<https://www.inlabtech.jp> Email: info@inlabtech.jp

販売元:

環境エンジニアリング



本 社 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-11 Tel.03-5357-7057 Fax.03-3356-3680