

非接触型 検温・手指消毒器



手指消毒器

自動検出

自動噴霧

+紫外線消毒

1.2Lの大型タンク

1.2Lで1000回分

簡単取付



温度計

1秒測定

自動測定

自動アラーム

℃/°F表示変換

高精度測定

簡単取付

【手指消毒器取扱い方法】



1. 付属の鍵で押して、上部のカバーを開きます。



2. ねじで消毒器を壁に取付けます。(壁取付けの場合)



3. 電池を取り付けます。



4. ボトルに消毒剤を注ぎます。




5. 上部のカバーを閉じます。



6. 手をノズルの下に置くと使用できます。

【非接触式自動温度計説明図】



- | | |
|--------------|-------------|
| 1. 赤外線温度計 | 6. スイッチ |
| 2. 赤外線距離センサー | 7. モードボタン |
| 3. ブザー | 8. 充電LED |
| 4. アラームライト | 9. USB電源接続口 |
| 5. 温度表示窓 | 10. リチウム電池 |



USBケーブル

詳細の取り扱い方法は別紙取扱説明書参照ください

☆☆☆ナチュラル天然除菌水☆☆☆ 《弊社オリジナル》

- ☆除菌・抗菌成分はグレープフルーツの種子から
- ☆有害な化学薬品や化学物質は一切不使用です
- ☆アルコール臭や消毒臭はありません
- ☆食品添加物由来だから口に入っても安全です
- ☆公的機関で除菌・抗菌性能を実証済みです

濃縮タイプでお値打ちな低価格を実現。

¥18,000/4L
(送料・税別)



水道水で50倍に希釈してお使いください。

1L換算で90円