

『ハイドラ』

(人マなら)

キャンペーン
期間
2024

9/16

Mon. まで



パラベンなどの防腐剤や、アルコールフリーで導入器でお使いいただけるように開発されたエイジングマスク。(※導入器なしでもご使用可能。) ヒト脂肪細胞順化培養液エキスを、ヒト線維芽細胞順化培養液をW配合。フェスマスクにたっぷりW幹細胞25ml。イオン・超音波・エレクトロレーション導入専用に製作した。旭化成製フェイスシート(承認番号F42H219)がお肌の角質層へうるおいを届けます。

1箱 5sheet入り 定価 ¥12,500 ※ドクターズコスメです
Made in Japan



新製法のべたつきなし、サラッとタイプ。
 冷凍、マイナス温度にも対応可能でシャリシャリ
 の状態で使用が可能に!!
 美容・抗炎症・刺激緩和と成分配合。
 ヒアルロン酸・コラーゲンは抜群の保湿力で
 肌荒れ等のトラブル防ぎ、グリチルリチン酸・
 アロエエキスは、消炎と抗炎症。メントールは
 刺激緩和があるとされています。
 内容量 3000ml 定価 ¥3,900
 Made in Japan

Made in Japan



重さ 7kg
W26cm×D40cm×
H43cm(ハンドピース装着時)

本体定価

1,980,000円

〈月額レンタル料〉

16,300円

敷金礼金・保証金など一切不要。

買う時代ではなく、借りる時代へ。

FAXご注文シート

※こちらのDMをまるごとFAXして下さい。



肌洗淨 複合機の詳細は裏面をご覧ください。

プラチナムメディカル株式会社 >>>>>>>> HPからのお申込も承っております。

名古屋市守山区廿軒家13-40 FAX : 052-799-5805 MAIL: info.pt.med@gmail.com HP: <https://pt-med.jimdofree.com>

申込キャンペーン中!

P. LATINUM MEDICAL Co., Ltd.

肌洗浄 複合機 6 in 1 レンタル募集

限定
30台

1~2回施術で元がとれ、利益になる!

『医療機関向けハイドラ』レンタルサービス

本体定価

1,980,000円

を購入せずに

(わずか)

月額16,300円

ピーリング剤を必要としないので

ランニングコスト0円

〈高額な薬剤は一切必要なし〉

敷金礼金・保証金 一切不要!

美肌とトラブル肌の2つのケアを1台で完結!
コンパクトなオールインワン美容機器

『ハイドラシックス -Clinical-』は、
理想の肌を手に入れる! 肌洗浄 複合機 6 in 1



6種類の魔法的なハンドピースで、究極の美肌ケア!!

水流力・吸引力、ハイパワーな強力な水の力を使って、肌を輝かせる技術がここに 있습니다。皮脂や角質を剥離し、水素サイクロン水流で毛穴の奥の汚れを徹底洗浄。しわやくすみの無い、みずみずしい肌へと導きます。さらに他のトリートメント(IPLやレーザーなど)の前にも最適です。この6種類のクリニカルなハンドピースは、乾燥肌からオイリー肌、にきび肌までも。あらゆる肌質に対応し、ダウンタイムがなく、トリートメント後すぐにメイクが可能です。



① ハイドラ (肌洗浄)

- ・水流力・吸引力、ハイパワーな強力な水の力、水素サイクロン水流によりピーリング剤は不必要。
- ・ピーリング剤を使わないので、妊娠中・授乳中OK。にきび肌、頭皮洗浄にも対応します。



② ハイプレッシャースプレー

- ・高圧高密度ハイプレッシャーで、今まで見たことがないほどにお肌を柔らかく、お肌に十分な水分補給が出来ます。
- ・肌のキメが整い、弾力がアップし、もちもち、ふっくらになります。
- ・高圧高密度ハイプレッシャーですぐに潤います。



③ パワースクライバー

- ・ハイプレッシャースプレーで水分が補給されたことにより、パワー振動波で酸化した汚れを一気にミスト化させ、お肌に負担をかけずに汚れをこそぎ取ることが出来ます。したがって皮膚表面のざらつきがなくなり、滑らかな状態となります。
- ・ハイドラの後に行うことにより、より一層の滑らかなお肌が手に入ります。



④ バイポーラRF

- ・特殊なバイポーラRF(高周波)によってスキントイトニングできます。
- ・しわ、たるみ、目のくま、特に小顔に最適です。
- ・バイポーラ部を、少し圧迫気味に当てることでリンパに老廃物を流す作用もあります。



⑤ ウルトラサウンド (導入)

- ・ウルトラサウンド導入法により、通常では浸透しにくい栄養成分が浸透しやすくなります。
- ・この導入法により表皮はもちろん、真皮乳頭層、真皮網状層までも深達します。
- ・コールドハンマーと組み合わせることでより導入効率を高めます。



⑥ コールドハンマー

- ・冷却することにより、血管が収縮、皮膚や毛穴が引き締まり導入作用が高まる。
- ・炎症や赤みを鎮め、特に敏感肌やトラブル肌の場合、冷却は快適感をもたらす皮膚の鎮静化に寄与。
- ・冷却することで、一時的に血管が収縮しその後拡張、血行が促進され新鮮な酸素や栄養素が皮膚に供給、代謝が活発化、導入の効率化に繋がる。



製品紹介、使い方動画はコチラ ⇒ ⇒ ⇒

今がチャンス